

# OP-Mundschutz

aus 3-lagigem Vliesstoff, 50 Stück

**ADEBO**  
medical

elastische Gummibänder

latexfrei

3-lagig

fusselfrei



## Beschreibung

Mundschutz aus 3-lagigem Vliesstoff mit einem extra weichen, gepolsterten beidseitigen Elastikband. Ein integrierter einstellbarer Nasenbügel sorgt für einen anatomisch korrekten Sitz. Die optimale Passform ermöglicht ungehindertes Atmen. Dieser Mundschutz ist glasfaserfrei und bietet sicheren Schutz.

## Eigenschaften

- Material: Vliesstoff
- 3-lagig und latexfrei
- mit elastischen Gummibändern
- komfortabler Halt durch verstellbaren Nasenbügel
- Basis UDI-DI: 426025542adeboMNS5C
- fusselfrei
- erhältlich in Farben: Weiß, Grün, Blau, Schwarz, Pink
- VE: 50 Stück/Box, 20 Boxen/Karton
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

## Ausführungen

Artikelbeschreibung	Farbe	Art.Nr.	Pack.-Inhalt	EAN - Verpackung	PZN
OP-Mundschutz	Blau	10010	50 Stück	4260255421265	12893523
OP-Mundschutz	Grün	10020	50 Stück	4260255421272	12893552
OP-Mundschutz	Weiß	10050	50 Stück	4260255421289	12893575
OP-Mundschutz	Schwarz	10700	50 Stück	4260255421296	17974249
OP-Mundschutz	Pink	10800	50 Stück	4260255421302	17974255

## Material

Vorderseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 20 g/m <sup>2</sup> )TBC (M.-terrae)
Innen:	Glasfaserfreies Filtermedium (ca. 20 g/m <sup>2</sup> )
Rückseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 16 g/m <sup>2</sup> )
Nasenbügel:	Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt
Gummizug:	Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)
Maske:	Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm

## Qualitätssicherung

MP-Verordnung (EU) 2017/745  
Filtrationsleistung 98%

EN 14683 (Typ Klasse II R)

Medizinprodukt Klasse I