

Desonova® Pure

alkoholfreies Flächendesinfektionsmittel

ADEBO
medical

IHO-gelistet

alkoholfrei

aldehydfrei

gegen NORO-VIREN

HACCP

für alkoholempfindliche Oberflächen



Anwendungen

Zur Desinfektion von wischbeständigen, alkoholempfindlichen Oberflächen und medizinischem Inventar. Besonders geeignet für alkoholempfindliche Flächen wie Acrylglas, Polycarbonatglas etc.

Zusammensetzung

0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl (C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Verwendbarkeit

Nach Anbruch: innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Lösung zur Anwendung auf wischbeständigen, alkoholempfindlichen Oberflächen
- Alkoholfrei, aldehyd- und farbstofffrei
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid und begrenzt viruzid PLUS
- Nicht schäumend, praktische Einwirkzeiten
- IHO-gelistet
- Biozid-Registriernummer: N-83978

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN
Flächendesinfektion	500 ml	601957	20	1080	20371276

Einwirkzeiten

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid	gebrauchsfertig – 1 Minute
Tuberkulozid	gebrauchsfertig – 5 Minuten
Begrenzt viruzid (HBV/HCV, Influenza)	gebrauchsfertig – 5 Minuten
Noro-Viren (MNV)	gebrauchsfertig – 15 Minuten

Qualitätssicherung

IHO-gelistet, Biozid Nr. N-83978, Medizinprodukt Klasse IIa, HACCP-konform.

Standzeit



nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.