

Desonova Wipes®

Flächendesinfektion

ADEBO
medical

IHO gelistet

aldehydfrei

parfumfrei

gegen NORO-VIREN

Biologisch abbaubar



Anwendungen

Zur Wisch-/Schnelldesinfektion glatter, alkoholbeständiger Oberflächen: Behandlungsliegen, Arbeitsflächen, Gerätegehäuse, Hand- und Haltebereiche, Türgriffe, mobile Geräte. Ideal für Praxis, Klinik, Pflege, Labor, Empfang, Wartezimmer.

Zusammensetzung

Formulierung: alkoholisch (Ethanol-Basis), farblos

Verwendbarkeit

3 Jahre

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher
- CO₂-neutrales Tuchmaterial, 100% biologisch abbaubar und aus nachwachsenden Rohstoffen gefertigt
- Aldehyd- und QAV-frei, für eine umwelt- und hautfreundliche Anwendung
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid
- Begrenzte viruzide Wirksamkeit PLUS
- Getestet gemäß EN 16615 (Virus-4-Felder-Test)
- Praktisch und vielseitig mit 60 Tüchern, getränkt in 500 ml Tränklösung
- Hilfsmittelnummer: 54.99.02.0002

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN
Flächendesinfektion	60 Tücher	601767	7	756	19665736

Einwirkzeiten

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid	konzentriert – 1 Minute
TBC (M.-terrae)	konzentriert – 1 Minute
BVDV/(HCV)-Inaktivierung	konzentriert – 30 Sekunden
Vaccinia-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Rota-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Noro-Viren (MNV)	konzentriert – 5 Minuten

Qualitätssicherung

Biozid-Reg.-Nr.: N-118268
Medizinprodukt Class IIa nach
2017/745 (MDR)
Getestet gemäß EN 16615

Standzeit

 nach dem Öffnen innerhalb von
12 Monaten verbrauchen.