

OP-Mundschutz

aus 3-lagigem Vliesstoff, 50 Stück

ADEBO
medical

elastische Gummibänder

latexfrei

3-lagig

fusselfrei

Mundschutz aus 3-lagigem Vliesstoff mit einem extra weichen, gepolsterten beidseitigen Elastikband. Ein integrierter einstellbarer Nasenbügel sorgt für einen anatomisch korrekten Sitz. Die optimale Passform ermöglicht ungehindertes Atmen. Dieser Mundschutz ist glasfaserfrei und bietet sicheren Schutz.



Eigenschaften

- Material: Vliesstoff
- 3-lagig und latexfrei
- mit elastischen Gummibändern
- komfortabler Halt durch verstellbaren Nasenbügel
- Basis UDI-DI: 426025542adeboMNS5C
- fusselfrei
- erhältlich in Farben: Weiß, Grün, Blau, Schwarz, Pink
- VE: 50 Stück/Box, 20 Boxen/Karton
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Farbe	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN - Verpackung
● Blau	10010	20	680	12893523	4260255421265
● Grün	10020	20	680	12893552	4260255421272
○ Weiß	10050	20	680	12893575	4260255421289
● Schwarz	10700	20	680	17974249	4260255421296
● Pink	10800	20	680	17974255	4260255421302

Material

Vorderseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 20 g/m ²)TBC (M.-terrae)
Innen:	Glasfaserfreies Filtermedium (ca. 20 g/m ²)
Rückseite:	100% glasfaserfreier Vliesstoff (ca. 16 g/m ²)
Nasenbügel:	Flexibler Aluminiumdraht, mit Kunststoff ummantelt
Gummizug:	Baumwolle; Elastan (Länge ca. 16,5 cm)
Maske:	Länge: 175 ± 2mm; Breite: 95 ± 2mm

Qualitätssicherung

MP-Verordnung (EU) 2017/745
Filtrationsleistung 98%

EN 14683 (Typ Klasse II R)

Medizinprodukt Klasse I