

Schutzkittel

10 Stück pro Verpackung

ADEBO
medical

PSA Kat. I

Latexfrei

Unsteril

Blau

Gelb

Schutzkittel aus Polypropylen-Vliesstoff (PP), laminiert mit Polyethylenbeschichtung (PE), mit elastischen Bündchen zum Schutz vor Flüssigkeiten und Infektionen. Geeignet für den Einsatz in medizinischen, pflegerischen und hygienesensiblen Bereichen.



Eigenschaften

Allgemein:

- Flüssigkeitsabweisend
- Taillenbänder zum Binden
- Genäht oder ultraschallgeschweißt
- Elastische Manschetten
- PP + PE Laminat
- Latexfrei
- Unsteril
- Inhalt: 10 Stück in einem Beutel
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Blauer Schutzkittel:

- Größe: 120 x 140 cm
- Nackenband zum Binden am Hals
- PP + PE 30 g.

Gelber Schutzkittel:

- Größe: 125 x 140 cm
- Mit Klettverschluss am Hals
- PP + PE 38 g.
- Armlänge: 55 cm
- Gürtellänge: 220 cm

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745
- PSA Kategorie I gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425

Farbe	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	EAN - Verpackung	EAN - Karton
Blau	61060	5	160	4260255423771	4260255423788
Gelb	61050	5	160	4260255423757	4260255423764