

60 x 90 cm

extra saugfähig

sehr weich

Premium

Eco



Beschreibung

Weiche Einweg-Unterlagen aus Flocken-Absorptionsmaterial mit hoher Saugkraft, hautfreundlicher Vliesoberfläche und rutschfester PE-Rückseite. Geeignet für Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Arztpraxen und häusliche Pflege.

Eigenschaften

Allgemein:

- Bettschutz aus Zellstoff-Flocken und SAP Superabsorber
- Oberfläche hat eine Wabenstruktur
- Weiche, hautfreundliche Vliesoberfläche
- Rutschfeste PE-Rückseite
- textilähnliche Rückseite für angenehmen Komfort und sicheren Halt
- Maße: 60 x 90 cm
- Inhalt: 25 Stück
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

ViaMol Eco:

- Saugleistung: 1.000 ml/m²
- Kostengünstige Lösung für den täglichen Pflegebedarf

ViaMol Premium:

- Saugleistung: 1.400 ml/m²
- Höchste Sicherheit durch erhöhte Saugkapazität
- Ideal für erhöhten Schutzbedarf

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	EAN - Verpackung	EAN - Karton
ViaMol Premium	12080	18	108	4260255422194	4260255422200
ViaMol Eco	120140	12	144	4260255423023	4260255423030

Material

Wäscheschutz: Polyethylen Folie (PE)

Saugkörper: Träger-Tissue, SAP Gemisch

Vlies: Polypropylen (PP)

Qualitätssicherung

Medizinprodukt Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745