

Desonova Pure Wipes®

Flächendesinfektion

ADEBO
medical

Alkoholfrei

Gebrauchsfertig

Ohne Parfüm

IHO zertifiziert



Anwendungen

Zur Desinfektion von alkoholempfindlichen Oberflächen. Geeignet für Oberflächen, Materialien, Geräte und Möbel die keiner besonderen Behandlung unterliegen und auf denen keine Lebensmittel hergestellt, zubereitet oder gelagert werden. Nach dem Auftragen einwirken lassen und die Oberfläche während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

Zusammensetzung

Hygienetücher in 500 ml Tränkflüssigkeit. Gebrauchsfertiger, alkoholfreier Oberflächendesinfektor.

Eigenschaften

- Gebrauchsfertige Hygienetücher in 500 ml Tränkflüssigkeit
- Alkoholfreier Oberflächendesinfektor für alkoholempfindliche Oberflächen
- Wirkt bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
- Geeignet für Oberflächen, Materialien, Geräte und Möbel im öffentlichen Raum
- Nach dem Gebrauch gut verschließen
- Ohne Parfüm
- Praktisch und vielseitig mit 60 Tüchern,
- IHO zertifiziert
- Hilfsmittelnummer: 54.99.02.0002

Ausführungen

Artikelbeschreibung	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN
Flächendesinfektion	60 Tücher	140480	10	720	20698818

Einwirkzeiten

Bakterizid EN14561 (Staphylococcus aureus Enterococcus hirae, Pseudomonas aeruginosa) – 15 Minuten

Bakterizid EN13697 (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae) – 30 Minuten

Levurozid EN13697 (Candida albicans) – 30 Minuten

Viruzid EN14476 (Modified Vaccinia Ankara Virus, HIV, HBV aHCV) – 60 Minuten

Qualitätssicherung

Biozidprodukt
BAuA-Nr.: N-119224
IHO zertifiziert

Standzeit



Haltbarkeit nach Anbruch:
28 Tage