

CPE Überschuhe

100 Stück pro Verpackung

ADEBO
medical

Strapazierfähig

Wasserdicht

Hygienischer Schutz in sensiblen Bereichen: Pflege, Medizin, Praxis, Klinik, Pflegeheim, Lebensmittelproduktion, Verpackung, Qualitätskontrolle, Industrie, Handwerk, Labore, Besuchermanagement, Führungen und Audits.



CPE Überschuhe 3 g und 5 g



PP-CPE Überschuhe 9 g

Eigenschaften

Allgemein:

- Wasserabweisender, dichter CPE-Film
- Gehämmerte, griffige Oberfläche für besseren Halt
- Latexfrei und hautfreundlich
- Lebensmittelecht für die Lebensmittelbranche geeignet
- Einwegprodukt, nicht steril
- Universelle Einheitsgröße mit elastischem Gummizug
- Schnelles An- und Ausziehen

CPE Überschuhe 3 g:

- Leicht, für kurzzeitige Einsätze und Besucherführungen, maximale Kosteneffizienz

CPE Überschuhe 5 g:

- Extra robust, für längere Tragezeiten und häufige Wege, höhere Strapazierfähigkeit

PP-CPE Überschuhe 9 g:

- Oberteil aus luftdurchlässigem PP-Vlies (weiß)
- Laufsohle aus rutschhemmender, wasserabweisender CPE-Folie (blau/grün)
- Kombiniert atmungsaktive und wasserdichte Eigenschaften
- Höchste Robustheit und Tragekomfort
- Ideal für längere Tragezeiten mit erhöhtem Komfort

Artikelbeschreibung	Art.Nr.	Menge pro Beutel	Menge pro Karton	Menge pro Palette	EAN - Verpackung
CPE Überschuhe 3 g	16020	100	20	490	6971605477747
CPE Überschuhe 5 g	16010	100	20	420	4260255423405
PP-CPE Überschuhe 9 g	160190	50	10	360	4260255423429

Qualitätssicherung

- Schützt vor geringfügigen, oberflächlichen mechanischen Risiken und Spritzern/Feuchtigkeit
- Lebensmittelecht nach gültigem Hygienestandard
- Kein Ersatz für spezialisierte PSA bei erhöhten Risiken

Zusammensetzung/Material

- CPE (Cast-Polyethylen), gehämmerte Struktur für besseren Halt, wasserabweisend, dicht, abriebfest.
- PP-Vlies (nur 9g Variante): Oberteil aus luftdurchlässigem Polypropylen-Vlies für Tragekomfort