

Viawant® Latex Zero

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

hypoallergen

Viawant Latex Zero – hypoallergene Einmalhandschuhe aus synthetischem Latex mit latexähnlichem Tragegefühl. Diese Handschuhe bieten eine allergikerfreundliche Alternative zu herkömmlichen Latexhandschuhen und kombinieren Tragekomfort mit hoher Sicherheit.



Eigenschaften

- Material: Synthetischer Latex (latexfrei)
- Puderfrei, unsteril, hypoallergen
- Beidhändig tragbar
- Manschette mit Rollrand
- Texturierte Fingerspitzen für besseren Grip
- Größen: S, M, L
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Verpackung: 100 Stück pro Packung
- Länge: 240mm
- Wandstärke Handfläche: 0,07 mm
- Fingerstärke: 0,11 mm
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745
- Geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie IIII gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

Hinweis Hypoallergen – ideal für Personen mit Latexallergien. Latexähnliches Tragegefühl bei vollständiger Latexfreiheit.

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
S	240201	10	720	20586456	4260255420510
M	240301	10	720	20586479	4260255420527
L	240401	10	720	20586462	4260255420534