

Viawant® Black Star

Untersuchungshandschuhe


ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.



Eigenschaften

- Farbe Schwarz
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantBSWG
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
- Grammatur: 4 g

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
XS	110101	10	720		4260255421609
S	110201	10	720	18389091	4260255421616
M	110301	10	720	18389116	4260255421623
L	110401	10	720	18389122	4260255421630
XL	110501	10	720	18389139	4260255421647