

Viawant® Latex Pro

Latex Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Latex. Sie sind puderfrei, unsteril, polymerbeschichtet mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.



Eigenschaften

- Farbe Hell-beige
- Material aus Naturkautschuk (Latex)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Oberfläche
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,11 mm; Fingerstärke: 0,12 mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0035
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantLPX8
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

Hinweis

Das Produkt besteht aus Naturkautschuk-Latex, das zu allergischen Reaktionen führen kann. Personen mit Verdacht auf Latexallergie sollen das Produkt nicht verwenden

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
XS	80101	10	720	09730349	4260255420237
S	80201	10	720	09730355	4260255420244
M	80301	10	720	09730361	4260255420251
L	80401	10	720	09730384	4260255420268
XL	80501	10	720	09730390	4260255420275

ADEBO Medical & Trade GmbH
Olivaer Platz 3, 10707 Berlin

Web www.adebo-medical.de
Mail info@adebo-medical.de

Tel +49 30 8870 85 39-0
Fax +49 30 8870 85 39-1

Stand: 10.08.2026