

Viawant® Nitrile Long

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril mit einem verlängertem Schaft (300mm) sowie einer dickeren Wandstärke. Insbesondere gut geeignet für den Einsatz im Labor und anderen Risikobereichen der Medizin oder Lebensmittelbranche.



Eigenschaften

- Farbe Hellblau
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Extra langer Schaft
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,10 mm; Fingerstärke: 0,14mm
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Länge: 300mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantNLX6
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
- Grammatur: 6 g

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
XS	70101	10	720	19999348	4260255420282
S	70201	10	720	19999331	4260255420299
M	70301	10	720	19999325	4260255420305
L	70401	10	720	19999294	4260255420312
XL	70501	10	720	19999354	4260255420329