

Viawant® Nitrile Pro White

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Chemikalien und Desinfektionsmitteln.



Eigenschaften

- Farbe Weiss
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0036
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL - 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantNPWEV
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Die Handschuhe sind als Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gem. der PSA-Verordnung (EU) 2016/425 eingestuft und halten die Verordnung ein, indem sie den anwendbaren harmonisierten europäischen Normen EN 420 und EN ISO 374 entsprechen.

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
XS	90101	10	720	10021405	4260255420459
S	90201	10	720	10021411	4260255420466
M	90301	10	720	10021428	4260255420473
L	90401	10	720	10021434	4260255420480
XL	90501	10	720	10021440	4260255420497