

Viawant® Rainbow Star

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen.



Eigenschaften

- 4x Farben (Gelb, Orange, Grün, Pink – zu je 24 Stück) in einer Packung
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,05 mm; Fingerstärke: 0,08 mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0037
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Länge: 240mm
- Größen: S, M, L,
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre
- UDI-ID: 426025542viawantRSXY

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Richtlinie 93/42 EWG geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Diese Handschuhe sind nur für den einmaligen Einsatz bei geringfügigen Risiken geeignet und gehören der PSA Kategorie I (gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425)

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
S	130201	10	720	18389317	4260255420343
M	130301	10	720	18389323	4260255420350
L	130401	10	720	18389346	4260255420367