

Viawant® Star

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril puderfrei latexfrei rainbow pink gelb green orange

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Nitril. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen, als auch im Labor und beim Umgang mit Desinfektionsmitteln.



Eigenschaften

- Farben Grün, Gelb, Pink, Orange und Rainbow
- Material aus latexfreiem Nitrilkautschuk (Nitril)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: Texturierte Fingerspitzen
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL – 1,5
- Größen: S, M, L, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantGSWX
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Diese Handschuhe sind nur für den einmaligen Einsatz bei geringfügigen Risiken geeignet und gehören der PSA Kategorie I (gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425)
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.

Viawant® Star

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

rainbow

pink

gelb

green

orange

Farbe	Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN Code Verpackung
● Green Star	S	200201	10	720	18389240	4260255423122
	M	200301	10	720	18389257	4260255423139
	L	200401	10	720	18389263	4260255423146
● Pink Star	S	230201	10	720	18389174	4260255423429
	M	230301	10	720	18389205	4260255423436
	L	230401	10	720	18389211	4260255423443
● Yellow Star	S	220201	10	720	18389145	4260255423320
	M	220301	10	720	18389151	4260255423337
	L	220401	10	720	18389168	4260255423344
● Orange Star	S	210201	10	720	18389286	4260255423221
	M	210301	10	720	18389292	4260255423238
	L	210401	10	720	18389228	4260255423245