

Viawant® Vinyl Pro

Untersuchungshandschuhe

ADEBO
medical

unsteril

puderfrei

latexfrei

Qualitativ hochwertig hergestellte Untersuchungshandschuhe aus Vinyl. Sie sind puderfrei, unsteril, latexfrei mit texturierten Fingerspitzen und beidhändig verwendbar. Geeignet für den Einsatz sowohl in medizinischen, kosmetischen und Lebensmittelbereichen.



Eigenschaften

- Farbe Transparent
- Material aus Vinyl (PVC)
- frei von gefährlichen Weichmachern wie DEHP (Diethylhexyl-Phthalat), DOP (Dioctyl-Phthalat) und DINP (Di-Isononyl-phthalat)
- Beidhändig tragbar, Manschetten mit Rollrand
- Oberfläche: glatt
- Wandstärke Handflächenstärke: 0,07 mm; Fingerstärke: 0,11mm
- Hilfsmittelnummer: 19.99.01.0038
- AQL-Wert: gemäß EN 455 (1) AQL - 1,5
- Größen: XS, S, M, L, XL, Länge: 240mm
- Lagerung: Bei Zimmertemperatur, trocken, staubfrei und mäßig gelüftet lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen.
- UDI-ID: 426025542viawantVPY6
- Haltbarkeitsdauer: 5 Jahre

Qualitätssicherung

- Medizinprodukt der Klasse I gemäß MP-Verordnung (EU) 2017/745, geeignet für Untersuchungen/Arbeiten im medizinischen Bereich.
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln gemäß VO 1935/2004. Geprüft gemäß BfR XXI. für den kurzzeitigen Kontakt mit Lebensmitteln.
- Diese Handschuhe sind nur für den einmaligen Einsatz bei geringfügigen Risiken geeignet und gehören der PSA Kategorie I (gem. PSA Verordnung (EU) 2016/425)

Größe	Art.-Nr.	Menge pro Karton	Menge pro Palette	PZN	EAN (Verpackung)
XS	30101	10	720	12494390	4260255421210
S	30201	10	720	12493893	4260255421227
M	30301	10	720	12493901	4260255421234
L	30401	10	720	12493918	4260255421241
XL	30501	10	720	12493924	4260255421258